

提供サンプルのフォーマット

- 濃度: サンプル溶解度により10mMか2mMの原液をストック
既製プレート(セットもの)は2mM、Coreのみ10mMの用意有
サンプルID指定の場合は原液があれば、10mM選択可能
PODnL分注*は2mMが通常の最高濃度、10mMは要相談
異なる濃度のサンプルは原則別々のプレートに分注

* https://www.ddi.f.u-tokyo.ac.jp/screening_faq/ のQ10を参照

- 液量: 最大 5 μ L (それ以上必要な場合は計算根拠を示して相談)
- ピペット μ L分注のサンプルレイアウト

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A		1	9									
B		2	10									
C		3										
D		4										
E		5										
F		6									78	
G		7									79	
H		8									80	

Greiner 96PP, V, #651201

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A																								
B																								
C																								
D																								
E																								
F																								
G																								
H																								
I																								
J																								
K																								
L																								
M																								
N																								
O																								
P																								

Greiner 384PP, Small vol, #784201

コントロールサンプルを配置するための空ウェル